

## Casos Clínicos

### EP-173 - COLANGIOCARCINOMA HILAR PALIADO COM PRÓTESES METÁLICAS BILATERAIS (SIDE-BY-SIDE) ATRAVÉS DOS NOVOS INTRODUTORES DE 5FR - DESCRIÇÃO INICIAL EM PORTUGAL

Gonçalo Alexandrino<sup>1</sup>; Luís C. Lourenço<sup>1</sup>; David Horta<sup>1</sup>; Jorge Reis<sup>1</sup>; Jorge Canena<sup>1</sup>

1 - Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca

Descrição: Mulher, 60 anos, com quadro de 1 mês de evolução e agravamento progressivo caracterizado por dor no hipocôndrio direito, icterícia, colúria, perda ponderal e anorexia, Observação: icterícia generalizada, dor ligeira à palpação profunda do hipocôndrio direito. Analiticamente: padrão de colestase com bilirrubina total de 11.66 mg/dL. Imagiologicamente: Ecografia abdominal: "em topografia hilar, lesão hipoecogénica, contornos bem definidos, 55x46mm; moderada dilatação periférica das VBIH; VBP de calibre conservado a nível do hilo hepático. Para melhor esclarecimento fez Angio-TC: "fígado de dimensões normais e contornos regulares; em topografia peri-hilar, massa 10x5cm que impregna de forma intensa o contraste, contornos lobulados e limites mal definidos, a condicionar dilatação significativa das VBIH, sem dilatação da VBP. Condiciona ainda trombose do ramo esquerdo da veia porta. adenomegalias do hilo hepático e tronco celíaco; pelo menos 15 nódulos subpleurais em cada pulmão, os maiores com 6 mm, podendo traduzir lesões secundárias". Rápido agravamento analítico com a bilirrubina total a aumentar para 16.73 mg/dL numa semana. É proposta para CPRE paliativa que mostra estenose sugestiva de colangiocarcinoma com invasão do hilo (Bismuth II). Após canulação dos 2 hepáticos colocaram-se através da técnica de side-by-side 2 próteses metálicas descobertas (8cmx8mm), com introdutor de 5Fr, que permite a colocação em simultâneo por um só operador e com facilidade. Dois meses após o procedimento, a doente permanece sem icterícia e com bilirrubina total de 1.03 mg/dL.

Motivação/Inovação. A colocação bilateral de 2 próteses metálicas nos colangiocarcinomas hilares pode ser difícil e morosa tendo contudo a vantagem do menor número de reintervenções e maior qualidade de vida. Esta é a primeira descrição em Portugal do novo sistema de introdutor de 5Fr (mais fino que os existentes de 5.9 e 6.0Fr) que permite uma colocação rápida e fácil das 2 próteses. Apresenta-se documentação iconográfica.